



## Handdesinfektionsprocedur

Hela procedurens längd: 20–30 sek.



1 Fyll en kupad hand med produkten ...



2 ...och täck alla ytor.



3 Gnugga händerna handflata mot handflata ...



4 ... handflata mot handflata med sammanflätade fingrar ...



5 ... höger handflata över vänster handrygg med sammanflätade fingrar...



6 ... och vice versa



7 ... fingrarnas baksidor mot motsatta handflator med sammanflätade fingrar ...



8 ... och vice versa



9 ... roterande gnuggande av vänster tumme omsluten i höger handflata ...



10 ... och vice versa



11 ... roterande gnuggande, bakåt och framåt med den högra handens fingrarna omslutna i vänster handflata...



12 ... och vice versa



13 Och dina händer är säkra.